



# Erste Hilfe

**Die richtigen Notfallmittel  
sofort zur Hand!**

- > **Erste Hilfe-Stationen**
- > **Heftpflaster**
- > **Desinfektion**
- > **Wundreinigungstücher**
- > **Regenerationssalbe**
- > **Augenspülungen**





# Erste Hilfe

## Die richtigen Notfallmittel sofort zur Hand!



Trotz Vorsichtsmaßnahmen und entsprechendem Schutz ist schnell etwas passiert, worauf man ebenso schnell erste Hilfe leisten muss. Da ist es wichtig, dass man die entsprechenden Notfallmittel nicht nur immer vorrätig, sondern auch sofort zur Hand hat.



2



5



3




4



6



Vergleich zwischen den Neutralisationseffekten von pH Neutral und Wasser bei einer starken Säure bzw. Lauge.



### 1 Erste Hilfe-Station

500ml Augenspülflasche. QuickFix-Pflasterspender mit je 45 Stück elastischen und wasserfesten Pflastern. Wandhalterung mit 40 Stück QuickClean Wundreinigungstüchern. Spiegel.

Art. Nr.: 3680

trockener, rissiger und spröder Haut an den Händen oder bei aufgesprungener Haut an den Lippen.

Art. Nr.: 2076

### 2 Keroderm

Regenerationssalbe. Unterstützt die natürliche Gewebeneubildung. Fördert den Regenerationsprozess der Haut. Enthält bakterienhemmende Substanzen. Besonders geeignet bei

### 3 QuickClean Wundreinigungstücher (mit Wandhalterung)

Box mit 40 Stück sterilen Tüchern für die Wundreinigung. Jedes Tuch ist einzeln verpackt und enthält steriles Wasser. Mit Wandhalterung.

Art. Nr.: 3560

### 4 QuickClean Wundreinigungstücher

Spezifikationen wie 3a. Für den Einzeleinsatz und als Refillbox für die Wandhalterung geeignet.

Art. Nr.: 3560.01

### 5 Desitur Gel 70%

Händehygiene ohne Wasser, eliminiert Bakterien, Pilze und Viren, leicht rückfettend mit angenehm erfrischender Wirkung, ohne Duft- und Farbstoffe. Enthält 70% Alkohol. 120ml.

Art. Nr.: 2515

### 6 Hautdusche Station pH Neutral

Bei Hautverätzungen. Neutralisiert Säuren und Laugen. Bis zu 50x effektiver als Leitungswasser. Station mit 1000ml-Flasche pH Neutral Pufferlösung, Wandhalter und Hinweisschild mit Bedienungsanleitung.

Art. Nr.: 3670

Ersatzflasche Hautdusche

Art. Nr.: 3675

# QuickFix

stets ein Pflaster zur Hand


Einfach ziehen, die eine Hälfte der Schutzfolie wird automatisch abgezogen und das Pflaster ist sofort einsatzbereit. Die Pflaster können mit einer Hand aufgetragen werden.



Jeden Tag passieren Hunderte kleiner Arbeitsunfälle – Schnitte, Kratzer, Stichwunden in der Haut, wofür meist nur Pflaster benötigt werden. Mit QuickFix haben Sie Pflaster jederzeit zur Hand: schnell, hygienisch und ohne nach Scheren suchen zu müssen.

Das QuickFix-Spendersystem ist so konzipiert, dass die Spender an der Wand montiert werden können und Platz für zwei Pflasterrefills (Nachfüllpackungen) haben.

water resistant



Für das System sind drei verschiedene Pflastertypen erhältlich, die den Anforderungen entsprechend im Spender auch kombiniert werden können:

### water resistant

Wasserfeste Pflaster, besonders für feuchte Arbeitsumgebung geeignet. Die Pflaster sind aus einem schützenden PE-Material hergestellt.

elastic



### elastic


Elastische Textilgewebepflaster, die sich den Bewegungen der Haut anpassen und somit sehr angenehm zu tragen sind. Die Pflaster sind besonders atmungsaktiv.



### detectable

Optisch auffällige blaue Pflaster mit integrierter Metallfläche, die sich mittels eines Metalldetektors aufspüren lassen. Die Pflaster sind aus einem atmungsaktiven, wasserfestem PE-Material hergestellt.

detectable



Jedes Pflaster ist einzeln verpackt. Damit wird ein hoher Hygienestandard sichergestellt. Spender für 90 Pflaster. Jedes Refill enthält 6 x 45 Pflaster.

**7 QuickFix Water Resistant**  
QuickFix Pflasterspender inklusive 2x 45 Water Resistant Refills. Wasserfeste Pflaster, besonders geeignet für feuchte Arbeitsumgebungen.  
Art. Nr.: 3540

**9 QuickFix Elastic**  
QuickFix Pflasterspender inklusive 2x 45 Elastic Refills. Elastische Textilgewebepflaster, die sich den Bewegungen der Haut anpassen.  
Art. Nr.: 3541

**11 QuickFix Mini Textil Elastic, 45 Stück**  
QuickFix Pflasterspender für den mobilen Einsatz, Werkzeugkasten, Apotheke. Elastische Textilpflegepflaster, die sich den Bewegungen der Haut anpassen. Besonders hautfreundlich und atmungsaktiv. QuickFix Pflasterspender inkl. 1x Elastic Refills.  
Art. Nr.: 3541.05

**12 QuickFix Detectable**  
QuickFix Pflasterspender inklusive 2x 45 Detectable Refills. Optisch auffällige blaue Pflaster mit integrierter Metallfläche (Aufspürung durch Detektor).  
Art. Nr.: 3542

**8 QuickFix Water Resistant Refill**  
Nachfüllpackung mit 6 x 45 Pflastern  
Art. Nr.: 3540.01

**10 QuickFix Elastic Refill**  
Nachfüllpackung mit 6 x 45 Pflastern  
Art. Nr.: 3541.01

**13 QuickFix Detectable Refill**  
Nachfüllpackung mit 6 x 45 Pflastern  
Art. Nr.: 3542.01



# Augenunfälle: Schnelle und richtige Gegenmassnahmen sind entscheidend!

## Das Augenlicht ist eines unserer wichtigsten Sinnesorgane.

Effektive Erste-Hilfe-Lösungen bei Augenunfällen können darüber entscheiden, ob das Sehvermögen erhalten bleibt oder beeinträchtigt wird. Deshalb ist der schnelle Zugang zu einer Augenspülflasche an allen Arbeitsplätzen erforderlich, wo ein Risiko für Augenverletzungen besteht.



14



15



16



17

19



21



22



18



20

### 14 Augenspülflasche, pH Neutral, 200ml

Sterile Pufferlösung (4.9%) für die schnelle Neutralisation von Säuren und Laugen. Flasche mit Staubkappe. Für den mobilen Einsatz. Dazu lieferbar: Gürteltasche und Wandhalterung. Spülzeit ca. zwei Minuten.

Art. Nr.: 3620

### 15 Augenspülflasche, Kochsalzlösung, 200ml

Sterile Natriumchloridlösung. Flasche mit Staubkappe. Für den mobilen Einsatz. Dazu lieferbar: Gürteltasche und Wandhalterung. Spülzeit ca. zwei Minuten.

Art. Nr.: 3610

### 16 Augenspülflasche, Kochsalzlösung, 500ml

Sterile Natriumchloridlösung. Flasche mit Staubkappe. Ersatzflasche zu Augenspülstation und für den Einzeleinsatz. Spülzeit ca. fünf Minuten.

Art. Nr.: 3650

### 17 Gürteltasche zu Augenspülflasche 200ml

Kann am Gürtel befestigt werden. Schützt die Flasche vor äusserer Verschmutzung. Sehr schnell zu öffnen. Mit Klettverschluss. Masse: HxBxT = 80x175x85

Art. Nr.: 3625

### 18 Wandhalterung

Einzelne Wandhalterung zur Aufnahme von

200ml und 500ml Augenspülflaschen

Art. Nr.: Farbe grün 3600.01  
Art. Nr.: Farbe blau 3600.02

### 19 Augenspülstation mit einer Flasche à 500ml

Sterile Natriumchloridlösung mit Wandhalterung und Piktogramm. Spülzeit ca. fünf Minuten.

Masse Piktogramm: HxBxT=300x90x3  
Masse Wandstation: HxBxT=220x80x73

Art. Nr.: 3630

### 20 Augenspülstation mit zwei Flaschen à 500ml

Sterile Natriumchloridlösung mit Wandhalterung, Piktogramm + Spiegel. Spülzeit ca. zehn Minuten.

Masse: HxBxT=290x230x80

Art. Nr.: 3632

### 21 Notfallstation mit je 1 Flasche pH Neutral und Kochsalzlösung

1 Flasche 200ml pH Neutral, sterile Pufferlösung (4.9%) für die schnelle Neutralisation von Säuren + Laugen. Spülzeit ca. zwei Min. 1 Flasche 500ml sterile Natriumchloridlösung (0.9%) um die Augenspülung nach der Neutralisation fortzuführen oder um Fremdkörper auszuspülen. Staubdichte Wandbox mit Spiegel und Piktogramm. Masse: HxBxT=265x227x110mm

Art. Nr.: 3636

### 22 Augenspülstation Kochsalzlösung 2 x 500ml

Sterile Natriumchloridlösung mit staubfreier Wandbox, Piktogramm + Spiegel. Spülzeit ca. zehn Minuten. Masse: HxBxT=265x227x110 mm

Art. Nr.: 3635

# NEUHEIT Duo Augenspüllösungen

Damit Sie nicht mehr vorher überlegen müssen, welches Auge Sie retten möchten!



23



25



26



27



28



24



29



30



## 23 Augenspülstation mit 2 Flaschen Kochsalzlösung, 1000ml

Wandstation mit zwei Flaschen à 1000ml sterile Natriumchloridlösung (0.9%). Ergonomisch geformte Augenschalen. Mit Wandhalterung, Piktogramm + Spiegel. Spülzeit ca. 20 Minuten.

Art. Nr.: 3640

## 24 Augenspülflasche, Kochsalzlösung, 1000ml

Sterile Natriumchloridlösung (0.9%). Flasche mit Staubkappe. Ergonomisch geformte Augenschalen. Ersatzflasche zu Augenspülstation und für Einzeleinsatz. Spülzeit ca. zehn Minuten.

Art. Nr.: 3651

## 25 Augenspülflasche Duo pH Neutral, 500ml

Sterile Phosphatpufferlösung (4.9%). Flasche mit Augenaufsatz zum gleichzeitigen Spülen beider Augen. Auch für die Nachfüllung der Augenspülstation Duo geeignet. Spülzeit je Auge ca. zwei Minuten.

Art. Nr.: 3662

## 26 Augenspülflasche Duo NaCl, 1000ml

Sterile Natriumchloridlösung (0.9%). Flasche mit Augenaufsatz zum gleichzeitigen Spülen beider Augen. Auch für die Nachfüllung der Augenspülstationen Duo geeignet. Spülzeit je Auge ca. fünf Minuten.

Art. Nr.: 3660

## 27 Augenspülstation Duo, Wandbox, 2x1000ml NaCl

Sterile Natriumchloridlösung (0.9%). Staubdichte Wandbox mit 2x1000ml

Flaschen Duo mit Augenaufsatz zum gleichzeitigen Spülen beider Augen. Mit Piktogramm + Spiegel. Spülzeit je Auge 2 Mal ca. fünf Minuten. Masse Wandbox: HxBxT=376x265x130 mm

Art. Nr.: 3665

## 28 Augenspülstation Duo, Wandbox, 1000ml NaCl und 500ml pH Neutral

N Notfall Kombi-Station mit steriler Natriumchloridlösung (0.9%) und steriler Phosphatpufferlösung (4.9%). Staubdichte Wandbox mit 1000ml/500ml Flaschen Duo mit Augenaufsatz zum gleichzeitigen Spülen beider Augen. Mit Piktogramm + Spiegel. Besonders geeignet für Arbeitsplätze, wo Säuren und alkalische Substanzen sowie Fremdkörper in das Auge gelangen können. Spülzeit je Auge ca. fünf bzw. zwei Minuten. Masse Wandbox: HxBxT=376x265x130 mm

Art. Nr.: 3667

## 29 Augenspülstation Duo 1000ml NaCl/500ml pH Neutral

Wandstation mit steriler Natriumchloridlösung (0.9%) und steriler Phosphatpufferlösung (4.9%). 1000ml/500ml Flaschen Duo mit Augenaufsatz zum gleichzeitigen Spülen beider Augen. Mit Piktogramm + Spiegel. Besonders geeignet für Arbeitsplätze, wo Säuren und alkalische Substanzen sowie Fremdkörper in das Auge gelangen können. Spülzeit je Auge ca. fünf bzw. zwei Minuten.

Art. Nr.: 3666

## 30 Augenspülstation Duo 1000ml NaCl

Wandstation mit steriler Natriumchloridlösung (0.9%), Wandhalterung, Piktogramm + Spiegel. Flasche Duo mit Augenaufsatz zum gleichzeitigen Spülen beider Augen. Spülzeit je Auge ca. fünf Minuten.

Art. Nr.: 3664

# Jetzt bestellen!

Unser gesamtes Sortiment finden Sie in unserem OnlineShop. Bestellen Sie bequem per Internet, nutzen Sie die beiliegende Bestell- und Preisliste oder rufen Sie uns einfach an.



TURIMED

Turimed AG  
Hertistrasse 8  
CH-8304 Wallisellen

**Telefon: 043-443 31 31**  
**Fax: 043-443 31 32**

**OnlineShop**  
[www.turimed.com](http://www.turimed.com)