





Augen-Notfallplan



TURIMED

WWW.TURIMED.COM
CH-8152 OPFIKON/ZH
TEL. +41 43 443 31 31

Schmutz- und Schadstoffeinwirkung	1. Empfohlene Spüllösung	2. Fortsetzung der Spülung	3. Ärztliche Behandlung
Fremdkörper zB. Staub, Schmutz, Metall- und Holzsplitter	Grün 	     	 
Andere Substanzen zB. Lösemittel und Öle	Grün 		
Säure	Blau 		
Alkalische Substanzen	Blau 		
Schäden auf der Haut durch Säuren, Alkali, Chemikalien	Blau 		

Blau	Grün
	
pH neutral	NaCl

Anwendung im Notfall



WICHTIG!

Bei allen Schäden muss das Auge gleichmässig gespült werden. Ärztlicher Rat ist bei jeder Augenverletzung /-verschmutzung einzuholen. Die Spülung sollte auch während des Transports zum Arzt fortgesetzt werden.